



Закрытое Акционерное Общество  
«КРОНТ-М»

№ от «15» апреля 2013 г.

141400 г.Химки Московская обл., ул.Спартаковская, 9, пом.1  
тел. (495) 572-84-10, факс 572-84-15  
Email: info@kront.com

Информационное письмо  
Уважаемые коллеги!

Доводим до вашего сведения, что ЗАО «КРОНТ-М» провело плановую модернизацию медицинских изделий «Укладка-контейнер полимерный для доставки проб биологического материала в пробирках и флаконах УКП-01-«КРОНТ», выполненных в исполнениях:

УКП-50-01 для 50 пробирок или 10 флаконов вместимостью 250 мл;

УКП-100-01 для 100 пробирок либо 16 флаконов вместимостью 250 мл.

Модернизация связана с разработкой универсального штатива для пробирок ШПУ-«КРОНТ», рассчитанного на размещение практически всех типов пробирок, используемых в лабораторной практике, отечественного и импортного производства. Штатив для пробирок ШПУ-«КРОНТ» предназначен для использования как самостоятельное изделие, так и для комплектации изделий «УКП-50-01-«КРОНТ» и УКП-100-01-«КРОНТ».

**УКП-50-01:**

1. Укладка комплектуется штативом ШПУ-«КРОНТ», двумя боксами (77x80x100 мм) для размещения вспомогательных изделий, необходимых при проведении забора крови и кассетой для 10 флаконов, обеспечивающей фиксацию флаконов внутри укладки при транспортировании.

Количество пробирок: 50 пробирок того или иного типоразмера, до 100 пробирок двух различных типоразмеров в комбинации 50+50.

**УКП-100-01:**

1. Укладка комплектуется двумя штативами ШПУ-«КРОНТ» и кассетой для 16 флаконов, обеспечивающей фиксацию флаконов внутри укладки при транспортировании.
2. Количество пробирок: 100 пробирок того или иного типоразмера, до 200 пробирок двух различных типоразмеров в комбинации 100+100.

Помимо внедрения нового штатива модернизация заключается в следующем:

- Корпус и крышка укладок выполняются литьевым способом из ударопрочных материалов; материалы, используемые при литье, а также съемные металлические ручки, позволяют изделию выдерживать стерилизацию паровым методом под давлением при температуре 121°C.
- Крышка, при необходимости, может удерживаться на корпусе с помощью 2-х надежных защелкивающихся замков.

На крышке и корпусе выполнены специальные приливы для установки 2-х пломб.

Укладка УКП-100 разработана с целью замены укладки УКП-120, комплектовавшейся покупным морально устаревшим штативом. Укладка УКП-100, имеет меньшие по сравнению с УКП-120 габаритные размеры и вес, а использование в ней универсальных штативов ШПУ-«КРОНТ» позволяет транспортировать в ней большее количество пробирок ни одного, а различных типов и размеров.

Модернизированные укладки зарегистрированы в Росздравнадзоре под своими названиями, имеют Сертификат соответствия.

**Выпуск модели УКП-120-01-«КРОНТ» прекращен.**

Начальник технического отдела  
Тел. (495)572-84-10

Крючкова О.Б.

